SDAS应用案例-SDAS_beta.2

1. 文献说明

文章标题: Spatially organized tumor-stroma boundary determines the efficacy of


immunotherapy in colorectal cancer patients

期刊: Nature Communications 影响因子: 14.7


摘要: 本研究应用Stereo-seq和scRNA-seq,绘制CRC患者的高分辨率TME(肿瘤微环境)空间图谱,

重点分析肿瘤基质边界的细胞与分子特征及其在ICB(免疫检查点抑制剂)响应中的作用机制。

样本分组: 1) 未做治疗: pMMR vs. dMMR 2) ICB治疗(dMMR): dPR/dCR vs. dSD



下图为该文献的生信分析流程图,其中scRNA-seq的聚类和细胞类型注释直接使用文章提供的数据, 其他分析均进行了复现。



2. 分析准备



A SDAS软件包: SDAS_beta.2.tar.gz

文章数据: ./Application_cases/Application_test_data

single_cell.h5ad: 单细胞数据,包含注释信息

stereo bin100.h5ad: 16个样本的stereo-seg的bin100数据

运行脚本和Jupyter代码: ./Application_cases/Application_scripts

3. 分析步骤

脚本参数说明

- \${tool_dir}为软件解压后的文件夹路径 1
- \${output_dir}为输出结果的文件夹路径 2
- \${single_cell_h5ad}为文章的单细胞数据, single_cell.h5ad的绝对路径 3
- \${stereo_h5ad}为文章的stereo数据,stereo_bin100.h5ad的绝对路径 4
- 以下分析中标蓝色背景为需要通过脚本或jupyter notebook实现,未包含在SDAS软件中

3.1 CCA去批次和leiden聚类

对stereo-seg数据进行多片CCA去批次,leiden聚类,根据marker定义tumor-stroma boundary bins 和其他大类。该功能未包含在SDAS中,尝试使用SAW aggr的harmony去批次无法复现(不同去批次 的算法效果有差异)。因此该部分通过jupyter notebook实现。未来会考虑将SAW aggr的多片去批次 算法讲行扩展。

- #Step1. 将stereo_bin100.h5ad转成rds格式,输出文件为stereo_bin100.rds 1
- \${tool_dir}/SDAS dataProcess h5ad2rds -i \${stereo_h5ad} --run_mode stRNA -o \${output_dir}

3

- #Step2. 在seruat环境中,进行CCA去批次,存储integrated后的表达矩阵和meta.data信息 (运行时间: 12h, 最大内存: 324G)
- #环境可以用SDAS的数据处理模块的环境: \${tool_dir}/data_process/anacona/bin/Rscript 5
- Rscript ./Application_cases/Application_scripts/Figure1_CCA_in_seurat.r 6

7

- #Step3. 在scanpy环境中,读入CCA后的表达矩阵和meta.data信息创建h5ad对象 (运行时间: 1h17m, 最大内存: 169G)
- #环境可以用SDAS的数据处理模块的环境: \${tool_dir}/data_process/anaconda/bin/python

- python
 ./Application_cases/Application_scripts/Figure1_generate_h5ad_after_CCA.py
- 12 #Step4. 在scanpy环境中,进行leiden聚类,可自行调整resolution参数;根据文献提供的 marker list,绘制表达heatmap图,并对cluster进行细胞类型定义
- 13 #环境可以用SDAS的数据处理模块的环境: \${tool_dir}/data_process/anaconda/bin/python
- ./Application_cases/Application_scripts/Figure1_clustering_in_scanpy.ipynb

结果解读:


11


- dCR患者表现出肿瘤区域增殖相关基因(如MKI67)的表达显著减少,表明ICB治疗可能抑制了肿瘤 细胞增殖
- dCR和dPR的肿瘤边界比例降低,可能与更高的免疫浸润能力相关

时空组学 STOmics

结果1: CRC空间转录图谱构建, leiden聚类, 确定肿瘤-基质边界

dCR患者表现出肿瘤区域增殖相关基因(如MKI67)的表达显著减少,表明ICB治疗可能抑制肿瘤细胞增殖 dCR和dPR的肿瘤边界比例降低,可能与更高的免疫浸润能力相关





说明:由于算法中的随机部分(CCA选取的高变基因可能有差异)和细节的参数设置,聚类结果与原文存在一定的差异,定义为boundary的bins不完全一致,为不影响其他模块的复现结果,后续的分析和解读均使用文章定义的boundary信息。

3.2 RCTD细胞类型注释

对stereo-seq数据进行RCTD细胞类型注释,分析boundary区域的细胞分布及特征,比较不同分组的免疫细胞频率

1 #reference为文章的单细胞数据single_cell.h5ad,注释结果文件为 stereo_bin100_anno_rctd.h5ad(运行时间: 7h,最大内存40.5G)

```
$\{\text{tool_dir}\/\text{SDAS cellAnnotation rctd -i $\{\text{stereo_bin100.h5ad}\} -o $\text{output_dir -} \]
-reference $\{\text{single_cell_h5ad}\} --\lambda \text{annotation2 --bin_size 100 --} \]
filter_rare_cell 0 --input_gene_symbol_key _index --slice_key id
```

- 4 #分析边界区域随距离变化的免疫细胞的分布曲线,不同分组的免疫细胞频率比较
- 5 ./Application_cases/Application_scripts/stereo_plot.ipynb

结果解读:

3

1) 免疫细胞在边界的动态分布

沿边界的免疫细胞分布曲线显示,pMMR患者的免疫细胞分布呈间断性聚集,而dMMR患者具有连续且丰富的免疫细胞分布,尤其在边界区域(0±150μm)内


2) 免疫细胞富集与ICB疗效相关


 dMMR患者中CD8+效应T细胞(CD8_Teff)、记忆T细胞(CD8_Tem)以及DC_LAMP3显著富集于 边界区域,局部免疫细胞聚集可能增强抗肿瘤免疫反应

> 时空组学 STOmics

■ 结果2 肿瘤-基质边界的免疫细胞特征

不同患者对ICB治疗的预后效果差异可能是由于肿瘤-基质边界的空间特征导致,局部免疫细胞聚集可能增强抗肿瘤免疫反应





3.3 boundary的DEG和富集分析

对stereo-seg数据提取boundary的bins,对dMMR和pMMR两个分组进行DEG和GSEA分析

- 1 #Step1. 提取通过聚类定义为boundary的bin
- 2 \$\tool_dir\}/SDAS dataProcess subsetAdata -i \$\text{stereo_bin100.h5ad} --label_key level1 --list_include boundary -o \$output_dir


3


4 #Step2. 对dMMR和pMMR两个分组进行DEG分析
5 \${tool_dir}/SDAS DEG -i \${stereo_bin100_subset.h5ad} --diff_plan
 boundary_deg_plan.csv -o \$output_dir
6
7 #Step3. GSEA分析(运行时间11min,最大内存14.3G),绘制文章指定通路的GSEA图
8 \${tool_dir}/SDAS geneSetEnrichment gsea -i \${stereo_bin100_subset.h5ad} - gsea_plan boundary_gsea_plan.csv --species human --gmt
 \${tool_dir}/sdas_deg_enrichment/lib/GSEADB/GO_Biological_Process_2023.gmt - pathways boundary_pathway.txt -o \$output_dir

结果解读:

对dMMR和pMMR的边界区域进行GSEA分析,dMMR在正向趋化性(GO: 0050927)的正向调控通路显著富集,且与pMMR相比,趋化相关基因CCL2/5/13/15/21 和 CXCL9/10/11/12/13 的表达明显较高。同时在不同细胞类型的比例比较中发现树突状细胞(DC)和T细胞在dMMR中较高,因此推测DC和T细胞可能通过趋化途径被募集到 ICB 治疗响应者的肿瘤基质边界。

dMMR vs. pMMR 边界区域的 DEG及通路富集







3.4 细胞通讯分析

对单细胞数据提取样本类型为dMMR的数据进行细胞通讯分析,尝试找出DC和T细胞在ICB治疗的响应机制。

```
#Step1. 提取样本类型为dmmr的单细胞数据,输出文件为single_cell_subset.h5ad
    ${tool dir}/SDAS dataProcess subsetAdata -i ${single cell h5ad} -o
2
    $output_dir --label_key type --list_include dmmr
3
    #Step2. 将h5ad转成rds
4
    ${tool_dir}/SDAS dataProcess h5ad2rds -i ${single_cell_subset.h5ad} --
5
    run mode scRNA -o ${output dir}
6
    #Step3. 进行细胞通讯分析(运行时间: 16min,最大内存: 8.8G)
7
    ${tool_dir}/SDAS CCI cellchat --input ${single_cell_subset.rds} --label_key
    annotation2 --species human --gene_symbol_key _index --run_mode scRNA --
    output $output_dir
9
    #Step4. Fig3b图,绘制CD274-PDCD1配受体图
10
    {tool_dir}/cci/anaconda/lib/R/bin/R --no-echo --no-restore --
11
    file=./Application_cases/Application_scripts/cellchat_pic.R --args
    ${cellchat.rds} ${output_dir}/Fig3b_cell_cell_interaction.pdf
```

结果解读: DC_LAMP3与CD4_CXCL13、CD8_CXCL113通过LR-pair(CD274和PDCD1)进行细胞互作,有助于增强抗肿瘤T细胞的活性,揭示dMMR患者对于ICB治疗响应较好的机制





3.5 拟时序分析

上述结果阐述了dMMR对于ICB治疗响应较好的机制分析,对于pMMR患者,治疗响应差除了免疫细胞 无法浸润,可能与CAF的重塑有关,因此对单细胞数据提取CAF细胞进行拟时序分析。


```
${tool_dir}/SDAS dataProcess subsetAdata -i ${single_cell_h5ad} -o
    $output_dir --label_key annotation2 --list_include
    CAF_ADAMDEC1, CAF_CXCL8, CAF_CXCL14, CAF_KCNN3, CAF_PI16
3
    #Step2. 过滤基因数<350的细胞,使用BBKNN去批次,leiden聚类后生成h5ad文件
4
    ${single cell subset umap.h5ad}
5
    #环境可以用SDAS的数据处理模块的环境: ${tool_dir}/data_process/anaconda/bin/python
6
    ./Application_cases/Application_scripts/CAF_umap.ipynb
7
8
    #Step3. 将聚类后的h5ad转成rds
    ${tool_dir}/SDAS dataProcess h5ad2rds --run_mode scRNA --layer counts -i
    ${single_cell_subset_umap.h5ad} -o ${output_dir}
10
    #Step4. 进行拟时序分析,UMAP和cluster使用rds文件中自带的UMAP和cluster结果(运行时间
11
    7min, 最大内存1.4G)
12
    ${tool_dir}/SDAS trajectory monocle3 --input ${single_cell_subset_umap.rds} --
    root_key annotation2 --root CAF_PI16 --use_existing_umap_cluster --umap_key
    umap --cluster_key leiden --run_mode scRNA --gene_symbol_key _index --output
    $output_dir
```

- CXCL14+CAF与CXCL8+CAF的分化路径分析表明,CXCL14+CAF通过增强细胞外基质(ECM)组织化,抑制T细胞浸润,从而形成免疫排斥的边界结构。
- ICB治疗无响应的患者与肿瘤-基质边界区域内的CAF(尤其是CXCL14+CAF)比例升高密切相关

时空组学 STOmics

■ 结果4 CAF可塑性与免疫排斥的关联

CAF的分化路径为以CAF_PI16为起点,分化成CXCL14+CAF与CXCL8+CAF ICB治疗无响应的患者与肿瘤-基质边界区域内的CAF(尤其是CXCL14+CAF)比例升高密切相关



CAF clusters (n celts=1,780) CAF clusters (n celts=1,780) CAF CXCL 14! CAF CXCL 8 in boundary post years and year

3.6 CAF的DEG和富集分析

通过DEG和功能富集分析阐述不同CAF亚型具体的功能,与ICB治疗响应的关系。

#Step1. 提取单细胞数据中CAF的细胞类型 1 2 \${tool dir}/SDAS dataProcess subsetAdata -i \${single cell h5ad} -o \$output dir --label key annotation2 --list include CAF ADAMDEC1, CAF CXCL8, CAF CXCL14, CAF KCNN3, CAF PI16 3 #Step2. 对CAF CXCL14和CAF CXCL8CAF两组细胞类型进行DEG分析 4 \${tool_dir}/SDAS DEG -i \${single_cell_subset.h5ad} --diff_plan 5 CAF_deg_plan.csv -o \$output_dir 6 #Step3. 对DEG进行GO富集 7 \${tool_dir}/SDAS geneSetEnrichment enrichr -i 8 \${output dir}/CAF CXCL14.vs.CAF CXCL8.deg filtered.csv --species human --gmt \${tool_dir}/sdas_deg_enrichment/lib/GSEADB/GO_Biological_Process_2023.gmt -cut_off 0.05 -o \$output_dir 9 #Step4. GSEA分析(运行时间10min,最大内存14.7G),绘制文章指定通路的GSEA图 10 \${tool dir}/SDAS geneSetEnrichment gsea -i \${single cell subset.h5ad} --11 gsea_plan CAF_gsea_plan.csv --species human --gmt \${tool dir}/sdas deg enrichment/lib/GSEADB/GO Biological Process 2023.gmt -pathways CAF_pathway.txt -o \$output_dir


CAF在基质屏障形成中的作用


- CXCL14+CAF通过调节ECM结构,形成有序的基质屏障,排斥T细胞进入肿瘤核心区域
- ICB治疗响应低的患者(dSD)中有较高比例的CXCL14+CAF细胞类型,导致对免疫细胞的排斥,影响免疫治疗效果

时空组学 STOmics

结果5 CAF在基质屏障形成中的作用,其中CAF_CXCL14与ECM形成相关

CXCL14+CAF通过调节ECM结构,形成有序的基质屏障,排斥T细胞进入肿瘤核心区域 ICB治疗响应低的患者(dSD)中有较高比例的CXCL14+CAF细胞类型,导致对免疫细胞的排斥,影响免疫治疗效果





3.7 图表绘制

文章复现的图使用jupyter notebook进行绘制,数据均来源于上述功能模块的分析结果。第二阶段将考虑将图表绘制功能标准化,分享给用户使用。

- 1 #环境可以用SDAS的注释模块的环境: \${tool_dir}/anno/anaconda/bin/python
- 2 ./Application_cases/Application_scripts/stereo_plot.ipynb

4. reference

Feng, Y., Ma, W., Zang, Y. *et al.* Spatially organized tumor-stroma boundary determines the efficacy of immunotherapy in colorectal cancer patients. *Nat Commun* **15**, 10259 (2024). https://doi.org/10.1038/s41467-024-54710-3